

ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

Мезороллер для лица

Инструкция по использованию



Инструкция по применению

При использовании мезороллера кожа будет слегка покрасневшей, поэтому важно регулировать силу нажатия. Старайтесь не забывать про личную гигиену и предотвратите возможное заражение кожи. Не пользуйтесь чужим мезороллером. После каждого использования ополаскивайте мезороллер кипяченной водой для очистки и дезинфекции.



1. До и после использования замочите в 75%-ом спирте на 15 минут для дезинфекции, а затем ополосните спирт кипяченной водой.



2. Очистите лицо с помощью очищающего средства для лица, затем используйте ватный диск, чтобы удалить лишнюю влагу.



3. Равномерно нанесите богатый питательными веществами раствор на кожу.



4. Обработайте лицо мезороллером, аккуратно водя по коже, порядка 20 раз на каждую область лица.



5. Вы можете воспользоваться восстанавливающей маской, но не делайте это в день процедуры.



6. Для полного впитывания вы можете нанести успокаивающий лосьон.

Как правильно делать массаж мезороллером?

Массаж следует начинать с участков с более толстой дермой – лба, щек. Более чувствительные зоны массируются в последнюю очередь.

Каждый участок плавно и аккуратно массируется горизонтально, вертикально и по диагонали, по 5–10 раз в каждом направлении.

При этом важно избегать сильного нажатия на ролик, особенно при обработке чувствительной и тонкой кожи.

Перед сменой положения ролика инструмент вначале приподнимается над поверхностью, а затем выставляется под нужным углом и прокатывается.

Массажные линии проходят:

1. От области декольте вверх по шее;
2. От подбородка вверх и в боковые стороны;
3. От носогубной зоны – к мочкам ушей;
4. Вертикально вдоль переносицы;
5. От зоны между бровями вверх и в стороны к вискам;
6. От внутренних уголков глаз по верхним векам в направлении висков и обратно по нижним векам.

