

# ЗДРАВСТВУЙ, НАШ ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Если вдруг наш товар не устроил - по любой причине - обязательно напиши нам в службу поддержки клиентов через любой удобный мессенджер: Viber, WhatsApp, Telegram по номеру +79087366073. Мы с радостью поможем разобраться во всем, научим пользоваться той функцией, которая оказалась непонятна и, конечно же, заменим товар, если в нем обнаружится брак.



 +7 908 736 60 73

---

# Руководство по эксплуатации умных весов EN-WS1 для клиентов Top-Experts.ru



Для установки приложения



отсканируйте QR код или перейдите по ссылке  
<https://top-experts.ru/en-ws1/>

## Перед первым включением

1. **Зарядите устройство** с помощью USB кабеля
2. **Установите приложение:** Отсканируйте QR-код на первой странице или загрузите "ОКОК International" из App Store или Andriod App store.
3. **Включите bluetooth** и запустите приложение ОКОК на своем устройстве. Пожалуйста, следуйте инструкциям приложения, чтобы зарегистрировать профиль пользователя
4. **Зарегистрируйте устройство** на сайте <https://top-experts.ru/warranty/> для получения расширенной гарантии.
5. **Начните измерения босиком**

## 12 индексов измерения здоровья

По умолчанию весы измеряют **8 базовых индексов:**

1. Индекс массы **жира** в теле
2. Индекс насыщенности тела **водой**
3. Индекс **мышечной массы**
4. Индекс веса **костей**
5. Индекс **метаболизма**
6. **Вес**
7. Индекс массы тела **BMI**
8. Масса **висцерального жира**

**Дополнительные 4 индекса** необходимо активировать в настройках приложения «Настройки/Индекс здоровья»:

9. Белок/Протеин
10. Степень ожирения/Тучность
11. Индекс возраста тела
12. Масса тела без жира/LBM

## Многопользовательский режим

Весы автоматически создают и сохраняют в учетной записи профили **до 8 пользователей**. Пользователи определяются автоматически по данным измерений.

## Целевой вес

Каждый пользователь может задать свой целевой вес и получать свой уникальный план движения к цели.

## Внимание!

1. пожалуйста, убедитесь в хорошем контакте между босыми ногами и металлическими электродами, иначе он будет отображать только ваш вес.
2. Убедитесь, что весы находятся на плоской, ровной и твердой поверхности. Избегайте ковров и мягких поверхностей.
3. Убедитесь, что и стекло, и ваши ноги сухие перед использованием.
4. Весы не являются водонепроницаемыми. Не подвергайте их воздействию влаги.
5. Чистите весы слегка влажной тканью. Не используйте никаких химических / абразивных чистящих средств для очистки
6. Извлеките батарейки, если весы не будут использоваться в течение длительного времени.
7. Прибор предназначен исключительно для бытового использования в домашних условиях.
8. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

## Меры предосторожности

1. Не следует размещать весы на мокрой и скользкой поверхности, также не следует становиться на весы с мокрыми ногами или же становиться на мокрую поверхность весов, во избежание подскользывания.
2. При взвешивании обе ступни должны находиться по центру весов, во избежание переворачивания весов.
3. Эксплуатационная среда должна быть сухой, не разрешается опускать весы в воду.
4. Используйте влажную тряпку и нейтральное моющее средство для протирания поверхности весов, запрещается контакт с органическими растворителями и другими химикатами.
5. После израсходования заряда батареи, сразу же достаньте батарею, во избежание протекания батареи и повреждения весов.
6. Лицам с кардиостимуляторами и другим трансплантированным медицинским оборудованием не рекомендуется использовать данное устройство. При анализе состава тела профессиональных спортсменов, беременных женщин или других лиц, находящихся в немногочисленных особых положениях результат может иметь погрешность.

## Параметры

Размеры: 290мм X 290мм X 21 мм;

Вес: 1,2 кг;

Предел измерений: 0.2 кг – 180 кг;

Единицы измерений: цзинь/килограмм/фунт;

Шаг измерения: 10 г;

Материал корпуса: Закаленное стекло и экологичный ABS пластик;

Беспроводное соединение: Bluetooth 4.0;

Функция автоотключения и экономии энергии

Рабочая температура: 5°C ~ 40°C;

Зарядка от USB (кабель в комплекте) и встроенный аккумулятор

Требования к оборудованию: ОС Android 4.4/iOS 8.0; и выше, с поддержкой Bluetooth 4.0.

Приложение на 17 языках, включая Русский

## Производитель

Произведено под контролем и по заказу «Top-Expets» и «Evo Beauty» в RPC : Guangdong ENNO Medical Technology Co., Ltd. No. 406, 4th Floor, Workshop G, No. 8, Huaan Road, Zhongkai High-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, China  
Претензии принимаются компанией «Top-Experts» на сайте [www.top-experts.ru](http://www.top-experts.ru) и по телефону 8/908/73-660-73



Для установки приложения отсканируйте QR код или перейдите по ссылке <https://top-experts.ru/en-ws1/>